


Entzündungshemmend
Wundheilung
Schmerztherapie
Photo-Bio-Aktivierung
Regulationstherapie
Multi-Funktional
Freie Sondenwahl

5 mW bis zu 600 mW CW
532 810 nm Wellenlänge
Andere Frequenzen berücksichtigt

PHYSIO STATION MED 800


Medical certified product CE 0297




MEDICAL THERAPY LASERS

PHYSIO STATION MED 800

- Orthopädie & HNO
- Physiotherapie & Veterenärmedizin
- Naturheilpraktik & Zahnmedizin



Der MED 800 Physio Station Laser ist ein komfortables Basisgerät zum Einsatz in der professionellen Lasertherapie.

Er entspricht in allen Eigenschaften den gehobenen Ansprüchen, denen die Produkte der Firma LASOTRONIC seit vielen Jahren gerecht wird, in Verbindung mit der komfortablen Menüsteuerung über Microcontroller. Das Basisgerät beinhaltet zwei Lasertreibermodule, an denen verschiedene Handsonden von 5mW bis 600mW bei einer Wellenlänge von 532nm grün bis 810nm im Infrarotbereich verwendet werden können.

Eigenschaften des LASOTRONIC MED 800:

- Microcontrollergesteuertes und Benutzerfreundliches Menüpanel.
- Zwei unabhängige Treiberanschlüsse zum Einsatz von bis zu 600mW CW.
- Frequenztherapie durch vorgeschriebene Frequenzen möglich (Standard: Nogier)
- Akkubetrieb ermöglicht netzunabhängiges Arbeiten & Netzbetrieb in der Praxis.
- Verschieden Sonden für jeden Einsatz nach Wunsch erhältlich.
- Aufrüstung durch nachträgliche Sonden jederzeit möglich.



Basisgerät beinhaltet:

- Basisgerät mit Akkumulatorpack
- Lade-/ Netzgerät
- Handbuch

Optional erhältliche Teile:

- Laserdusche mit 100 mW / 660 nm, oder 600 mW / 810 nm
- Duosonde mit 50 mW / 660 nm und 150 mW / 810 nm
- High Power Sonde mit 500 mW / 810 nm

Hersteller:

LASOTRONIC GmbH
Im Oberfeld 2
D-94491 Hengersberg
Phone: +49-9901-2028-0
Fax: +49-9901-2028-41
www.lasotronic.com
mail@lasotronic.de

LASOTRONIC
MEDICAL THERAPY LASERS